

Oddělení společných laboratoří

Název: **Laboratorní příručka OSL, Příloha č. 5 Nejistoty měření**

Strana 1 z 1

Signatura: **OSL_LP_01**

Verze 3, platná od 21.1.2025

Výtisk č. 2

Nejistoty měření biochemických vyšetření

cobas pro ce

e 411

	NEJISTOTA
Metoda	rozšířená (%)
ALB	1,80
ALP	5,60
ALT	5,60
AMS	2,00
GMT	2,20
IGA	4,40
IGG	3,60
IGM	6,10
LD	2,10
AST	2,60
BILI	4,60
CA	2,00
CK	2,30
FE	2,20
ETOH	4,20
GLU	2,60
HDL	3,40
CHOL	2,40
K	1,60
UA	2,10
CREJ	4,50
LAKT	2,20
MG	1,60
NA	1,70
Cl	1,90
P	1,70
TG	2,70
TP	2,00
UREA	3,80
CRP	4,80
FER	5,30
C3	3,80
C4	3,70
A1AT	3,30
ORM	3,40
PREA	4,10
CHE	2,00

	NEJISTOTA
Metoda	rozšířená (%)
hsTNT	8,30
BNP	6,10
PCT	9,20
HCG	9,00

Cobas 6000 e601

	NEJISTOTA
Metoda	rozšířená (%)
FSH	5,60
E2	5,90
TESTO	7,00
PROG	6,90
S100B	7,70
PROL	7,50
LH	5,60
bHCG	4,40
PAPP-A	5,20

cobas pro ce

	NEJISTOTA
Metoda	rozšířená (%)
TRF	3,10
CTX	5,10
aTG	16,60
aTPO	14,40
TRAK	20,80
TSH	4,80
fT4	4,60
fT3	3,90
AFP	8,20
CA125	10,50
CA15-3	9,00
CA19-9	11,10
CA72-4	8,20
CEA	6,70
PSA	7,40
fPSA	6,20

Nejistoty spočítány dle doporučení ČSKB.

Primární data k výpočtu získána z interní kontroly kvality.

Zpracoval: Mgr. Vladimír Semrád

Dne: 20.1.2025